

Schärfe im Griff




**BAYHA® Skalpelle
mit auswechselbaren
Klingen**

Vorteile:


- alle Klingensformen passen in jeden BAYHA®-Griff.
- Bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff.
- Seitliche Einführung der Klinge in den Griff.
- Sicher in der Handhabung.

BAYHA® Klingensformen



Klingen aus Kohlenstoffstahl.
Einzel verpackt.
VE = 144 St. (12 Dtz)
Sterile Klingen in medizinischer Spezialfolie,
unsterile Klingen in Papier-Folie.

Ideal – das bewährte BAYHA-Riegelsystem



1. Riegel nach oben stellen, Klinge ist lose.
2. Klinge in Pfeilrichtung einsetzen.
3. Riegel in Pfeilrichtung schließen, Klinge sitzt fest.

BAYHA® Griffe
aus Edelstahl, rostfrei
passend für alle
Klingensformen



Fig. 1
13 cm



Fig. 2
13 cm



Fig. 3
20 cm



Fig. 4
16 cm



Fig. 5
15 cm